

PD GENERation

IMPULSADO POR LA PARKINSON'S FOUNDATION

Preguntas frecuentes sobre el dispositivo Tasso+

1. ¿Qué hay en mi kit PD GENERation Tasso+?

Su kit debe contener los siguientes elementos:

- 1) Dispositivo de punción de sangre Tasso+;
- 2) tubo compatible;
- 3) etiqueta del tubo;
- 4) Compresa caliente;
- 5) venda;
- 6) hisopo con alcohol;
- 7) bolsa de muestras;
- 8) Caja Tasso+ con etiqueta de devolución de envío;
- 9) Postal instructiva de recogida de FedEx;
- 10) Una postal de la línea de ayuda de la Parkinson's Foundation.

2. ¿Cómo funciona el dispositivo Tasso+? ¿Es seguro usarlo?

El dispositivo Tasso+ es un dispositivo estéril y desechable para la punción de sangre. Al recolectar una muestra, el dispositivo se adhiere a la piel mediante un adhesivo suave en la parte superior del brazo. Una aguja estéril perfora la superficie de la piel al presionar el botón y luego se retrae permanentemente dentro del dispositivo. La sangre puede entonces fluir hacia el tubo conectado mediante el vacío que se genera. La aguja es de un solo uso y se retrae automáticamente dentro del dispositivo en una posición segura al presionar el botón.

3. ¿Puedo utilizar el dispositivo Tasso+ más de una vez?

No. El botón solo se puede presionar una vez para liberar la aguja. Una vez presionado, el dispositivo no se puede volver a usar. Es importante esperar hasta que esté listo para recolectar y enviar la muestra para usar el dispositivo.

4. ¿Cuánto tiempo se tarda en recolectar mi muestra de sangre?

El tiempo típico de recolección de sangre es de 5 minutos. En algunos casos, la sangre puede tardar entre 1 y 2 minutos en aparecer en el tubo. La recolección de sangre debe detenerse en cuanto se alcance la línea de llenado superior y se debe extraer la sangre. **No debe exceder los 5 minutos**, incluso si no se alcanza la línea de llenado superior.

5. ¿Algún consejo sobre cómo utilizar mejor el dispositivo Tasso+?

Sí, a continuación, le ofrecemos algunos consejos para un uso óptimo. Puedes hacer algunas cosas para asegurarte de que su recolección sea exitosa.

- Manténgase bien hidratado y beba entre 8 y 16 onzas de agua 30 minutos antes de la recolección.
- Si es posible, haga algunos movimientos de brazos o ejercicios ligeros de brazos justo antes de la recolección.

- Mantenga el brazo completamente relajado a su lado mientras el dispositivo Tasso esté en su brazo.

6. ¿Cómo desecho mi dispositivo Tasso+ después de usarlo?

La aguja se retrae dentro del dispositivo después de su uso y no se vuelve a desplegar. Puede desechar el contenido del kit de forma segura en su casa, en su contenedor de basura habitual. Recordatorio: El kit incluye la etiqueta de envío prepagada. La caja del kit se utilizará para devolver el tubo de recolección.

7. ¿Cómo envío el kit al laboratorio de pruebas?

El kit Tasso+ incluye una etiqueta de envío prepagada. Es importante devolver el kit el mismo día de la recolección de la muestra. Si no puede devolverlo el mismo día, puede guardar la muestra en el refrigerador hasta su envío si es necesario. Puede entregarla en su tienda FedEx local o programar una recogida FedEx el mismo día con la tarjeta incluida en el kit.

Nota: El envío del kit Tasso+ ha cambiado de UPS a FedEx. Algunos kits pueden incluir una etiqueta y una postal de UPS. Si el suyo incluye una etiqueta de UPS, puedes usarla y enviarlo por UPS.

8. ¿Qué pasa si hay un error con la recolección y necesito un nuevo dispositivo?

Si necesita un nuevo kit Tasso+, consulte la opción a continuación:

- a) Si se inscribió en PD GENERation a través de su neurólogo o en el centro, comuníquese con su neurólogo o centro para obtener un nuevo kit Tasso+.
- b) Si se inscribió en línea, envíe un correo electrónico a genetica@parkinson.org y solicite un nuevo kit.

9. ¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas?

Si tiene preguntas, puede llamar a la línea de ayuda de la Parkinson's Foundation al 1-800-473-4636 o enviar un correo electrónico al equipo de PD GENERation a genetica@parkinson.org

