

Preguntas Frecuentes sobre el Dispositivo Tasso+

1. ¿Qué contiene mi kit PD GENERation Tasso+?

Su kit debe contener los siguientes elementos:

1. Dispositivo de punción sanguínea Tasso+.
2. Tubo compatible.
3. Etiqueta del tubo.
4. Compresa caliente.
5. Venda.
6. Almohadilla con alcohol.
7. Bolsa de muestras.
8. Caja del Tasso+ con etiqueta de devolución prepagada.
9. Postal con instrucciones para la recogida en UPS.
10. Tarjeta e-med con instrucciones para acceder al servicio de asistencia en directa en línea.
11. Postal de la Línea de Ayuda de la Parkinson's Foundation.

2. ¿Cómo funciona el dispositivo Tasso+?

El dispositivo Tasso+ es un aparato de punción estéril y desechable. Para recoger una muestra de sangre en casa, el dispositivo se adhiere a la piel mediante un adhesivo suave que se coloca en la parte superior del brazo. Al presionar el botón, una lanceta estéril perfora la superficie de la piel y luego se retrae permanentemente dentro del dispositivo. La sangre puede fluir hacia el tubo adjunto a través del vacío creado. La lanceta es de un solo uso y se retrae automáticamente en una posición segura dentro del dispositivo después de presionar el botón.

3. ¿Puedo utilizar el dispositivo Tasso+ más de una vez?

No. El botón solo puede ser presionado una vez para liberar la lanceta. Una vez presionado, el dispositivo no se puede volver a utilizar. Es importante esperar hasta estar listo para recoger y enviar la muestra antes de usar el dispositivo.

4. ¿Cuánto tiempo se tarda en recoger la muestra de sangre?

El tiempo típico para la extracción de sangre es de 5 minutos. En algunos casos, la sangre puede tardar entre 1 y 2 minutos en aparecer en el tubo. La extracción de sangre debe detenerse una vez que se alcance la línea de llenado superior y **no debe exceder los 5 minutos**, aunque no se alcance la línea de llenado superior.

5. ¿Cómo desecho el dispositivo Tasso+ después de usarlo?

La lanceta se retrae en el dispositivo después de su uso y no volverá a desplegarse. Puede desechar el contenido del kit de manera segura en su contenedor de basura habitual en casa. Recuerde que el kit incluye una etiqueta



**Parkinson's
Foundation**

de envío prepagada. La caja del kit se utilizará para devolver el tubo de recogida al laboratorio.

6. ¿Qué debo hacer si necesito ayuda para utilizar el kit Tasso+?

Si necesita asistencia para utilizar el kit Tasso+, espere a hacerlo hasta que pueda contar con la ayuda de un familiar, cuidador o amigo. También puede acceder a asistencia directa en línea escaneando el código QR o ingresando la URL que aparece en la tarjeta e-med de su kit. Recuerde que es importante estar listo para recoger y enviar la muestra antes de utilizar el dispositivo.

7. ¿Cómo envío el kit al laboratorio de análisis?

El kit Tasso+ incluye una etiqueta de envío prepagada. Es importante enviar el kit el mismo día en que colecte la muestra. Puede dejarlo en su tienda UPS local o programar una recogida UPS para el mismo día usando la tarjeta incluida en el kit.

8. ¿Qué debo hacer si hay un problema con la colección y necesito un nuevo dispositivo?

Si necesita un nuevo kit Tasso+, consulte las siguientes opciones:

a) Si se inscribió en PD GENERation a través de su neurólogo o centro, póngase en contacto con ellos para solicitar un nuevo kit Tasso+.

b) Si se inscribió en línea, envíe un correo electrónico a genetics@parkinson.org para solicitar un nuevo kit.

9. ¿Con quién puedo contactar si tengo preguntas?

Si tiene preguntas, puede llamar a la Línea de Ayuda de la Parkinson's Foundation al 1-800-473-4636 opción 3 para español o enviar un correo electrónico al equipo de PD GENERation a genetics@parkinson.org.